

NA IMPLACIL OSSTEM  
VOCÊ ENCONTRA OS  
MELHORES MOTORES  
E CONTRA-ÂNGULOS  
DO MERCADO!



NSK

DENTFLEX

# MOTORES E CONTRA-ÂNGULOS DENTFLEX

# Dentflex

## Motor DForce 1000

- Desenvolvido com alta tecnologia, o motor DFORCE 1000 é indicado para Implantodontia e cirurgias, para as funções de perfuração óssea, alargamento da cavidade, rosqueamento e instalação de implantes;
- Bivolt automático;
- Controle de torque de 5 a 55 Ncm;
- Display LCD que proporciona controle visual da velocidade e torque no ato da cirurgia;
- Bomba peristáltica em alumínio e de fácil manuseio;
- Pedal com multifunções;
- Possui 10 programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado;
- Acompanha maleta para transporte.



## CONTRA-ÂNGULO DENTFLEX FX 200 20:1

- Contra-ângulo cirúrgico FX 200 de baixa rotação indicado para cirurgias e implantes.
- Sistema de fixação de brocas por trava;
- Indicado para perfurações e instalação de implantes;
- Redução 20:1;
- Baixo nível de vibração e ruído;
- Alta eficiência na redução de velocidade.

## SurgicPro – Motor Cirúrgico para implantes dentários

### Unidade de Controle com AHC

- Fonte de alimentação: CA 120v ou 230v 50/60 Hz;
- Potência Máxima da Bomba: 75 ml/min;
- Programas: 8x8 programas / sistemas de implante;
- Dimensões: L 268 x C 220 x Al 100 (mm);
- Memória Integrada: 100 min.

### Micromotor

- Torque: 5-80 Ncm;
- Velocidade do Motor: 200~40.000 min<sup>-1</sup>;
- Alimentação da Luz: mais de 32.000 LUX (Micromotor LED).

### Pedal de Controle

- Funções do Pedal de Controle:
  - Botão de programa;
  - Pedal de controle de velocidade;
  - Botão de volume de fluxo de irrigação;
  - Botão horário + Anti-horário.

### Óptico

Modelo: Surgic Pro OPT (120v)

Cód. de Pedido: Y1003463.

Modelo: Surgic Pro OPT (230v)

Cód. de Pedido: Y1003461.

Inclui:

- Unidade de controle sem armazenamento de dados;
- Micromotor LED SGL70M;
- Pedal de Controle FC-78;
- Peça de mão óptica X-SG20L (Redução 20:1);
- Tubo de irrigação (5 peças) e outros acessórios.



