

K3

CADEIRA ODONTOLÓGICA



A cadeira odontológica K3 tem alta durabilidade, e seu premiado* design moderno proporciona comodidade para os dentistas e conforto para os pacientes.

- Nove cores disponíveis;
- Luz LED com duas opções: branca para tratamento geral e amarela para tratamento com resina;
- Console All-in-one;
- Sensor Sys-dual para abastecimento de água;
- Duas opções de mesa: fixa e móvel;
- Descanso de braço para pacientes ajustável.

**O design inovador da K3 foi reconhecido por uma das premiações mais tradicionais de design do mundo, a "Good Design Award"*

K3: REVOLUCIONÁRIA EM DESIGN, TECNOLOGIA E CONFORTO PARA DENTISTAS E PACIENTES

Luz de LED
Possui controles intuitivos e brilho ajustável que inclui modo de corte de azul para eliminar problemas de endurecimento da resina.

Apoio de cabeça
Design ajustável para suporte ideal da cabeça e do pescoço.

Assento da cadeira
Posicionamento otimizado com altura ajustável de 365 mm a 795 mm.

Pedal de controle

Cuspideira com sensor duplo

Mesa ampliável

Braço ajustável
Suporte ajustável para facilitar a navegação no espaço do piso.

Apoio para ficha do paciente

Mouse pad

Suporte para copo

Mesa

Motor

Motor clinicamente testado, projetado para uso fácil e transições confortáveis.

- Conta com o Sistema de Entrega Inteligente que facilita o acesso às ferramentas e um visor de controle claro.
- 2 peças de mão de alta velocidade da marca NSK (acoplamento NSK incluído).
 - 1 Peça de mão eletrônica de baixa velocidade da marca NSK (reta e contra-ângulo).
 - 1 marca EMS Scaler.



Apoio de monitor LCD



Painel multifuncional



Porta USB



Componentes de alta qualidade



Tomada elétrica

Cores de assento



Marrom



Azul Escuro



Dourado

Para outras opções de cores, somente por encomenda.

